







Световодные инструменты для фотодинамической терапии

Магистральный световод предназначен для соединения аппарата **Латус – Аткус-2** с инструментами



- Гинекология ●
- Оториноларингология ●
- Проктология ●
- Стоматология ●
- Урология ●

Область применения					Код		
●					Радиальное рассеяние	Г1	
●					Диффузное рассеяние	Г3	
●				●	Длина 110 мм , диаметр 12мм. Боковой, полуцилиндрический и цилиндрический выход излучения. Зона излучения 80 мм.	P1	
●				●		P2	
●		●		●		P3	
		●		●	Длина 180мм. Аналогичны P1-P3, но с меньшей зоной излучения: длина 36мм, диаметр 12мм.	У1	
●				●		У2	
		●		●		У3	
●		●		●	Длина 180мм	У4	
●				●	Сменная стерильная насадка для У4 в индивидуальной упаковке. Диаметр 4мм; рассеиватель 40 и 90мм	СУ4	
			●		Длина 110мм, диаметр 2мм	С1	
			●			С2	
			●			С3	
			●		Для облучения верхней и нижней челюстей	С4	
			●		С цилиндрическим диффузором. Длина 50мм, диаметр 4мм	С5	

	●				Облучатели из кварцевого (оптического) стекла. Длина 120 мм , диаметр 7мм	OK1	
	●					OK2	
	●					OK3	
	●					OK4	
	●				С прямым выходом. Диаметр 2мм	O1	
	●				С цилиндрическим диффузором длиной 10мм, диаметр 3мм.	O2	
	●				С полимерным рассеивателем. Диаметр 10-12мм	O3	